




Sino Biological
Biological Solution Specialist

Lo más destacable por parte de **Sino Biologicals** es que ha generado el **primer kit ELISA** para la detección de proteínas N y S de SARS-CoV-2 (anteriormente 2019-nCoV).

Estos kits emplean un formato ELISA sándwich estándar, lo que permite una cuantificación rápida de los antígenos N y S. Todos los anticuerpos utilizados en los kits son anticuerpos monoclonales desarrollados internamente, lo que garantiza la consistencia de lote a lote. Estos ensayos pueden usarse para cuantificar antígenos en la superficie del SARS-CoV-2 y / o pseudovirus, así como antígenos expresados de forma recombinante.



SARS-CoV-2 N & S Antibodies

Mouse MAb Rabbit MAb

Antibody ID	Target	Assay Type
40143-MM05	Nucleocapsid (N)	W, E
40143-MM08		E
40143-R001	Nucleocapsid (N)	W, E
40143-R019		W, E
40143-R004	Nucleocapsid (N)	E
40143-R040	Nucleocapsid (N)	E
40150-MH397	Spike (S)	E
40150-MH014		E
40150-MH375		E
40150-MH363		E
40150-R007	Spike (S)	E

E: ELISA W: Western Blot

También podemos encontrar **anticuerpos, vectores de expresión y proteínas recombinantes**.

¿Necesitas un presupuesto para uno de estos productos? Haz clic [aquí](#) y recíbelo en 24 horas sin compromiso.